

GV3101农杆菌感受态细胞

(使用说明书 Ver.0.0.3)

产品特点

- ◇ GV3101 菌株为C58型背景，核基因中含有筛选标签——利福平抗性基因rif，为了便于转化操作，此菌株携带一无自身转运功能的胭脂碱型Ti质粒pMP90 (pTiC58DT-DNA)，此质粒含有vir基因(vir基因是 T-DNA 插入植物基因组必需的元件，pMP90 (pTiC58DT-DNA)质粒自身的T-DNA转移功能被破坏，但可以帮助转入的双元载体 T-DNA 顺利转移)。pMP90 (pTiC58DT-DNA)型 Ti 质粒含有筛选标签：gent，赋予 GV3101 菌株庆大霉素抗性，适用于拟南芥、烟草、玉米、土豆等植物的转基因操作。

产品货号：

JSR1801



扫描二维码了解更多产品信息

产品信息

产品货号: JSR1801

储存条件: -80°C (6个月)

产品规格: 100 µL/支

基因型: C58 (rif^R) Ti pMP90 (pTiC58DT-DNA) (gent^R) Nopaline

使用方法

1. 取-80°C保存的农杆菌感受态于室温, 待其部分融化(冰水混合状态), 插入冰中。
2. 每 100 µL 感受态加入0.01-1 µg质粒DNA (第一次使用前最好做预实验, 确定所加质粒的量), 用手拨打 管底混匀, 依次于冰上静置5 min、液氮5 min、37 °C水浴5 min、冰浴5 min。
3. 加入 700 µL 无抗生素的LB或YEB液体培养基, 于28 °C振荡培养2~3 h。
4. 6000 rpm 离心 1 min 收菌, 留取 100 µL 左右上清, 轻轻吹打重悬菌块, 涂布于含相应抗生素的LB或 YEB平板上, 28°C培养箱培养2-3 d (当平板只含有50 µg/mL kan时, 28°C培养48 h 即可; 平板中同时加入50 µg/mL kan, 20 µg/mL rif 时, 需28 °C培养 60 h; 如果使用的平板含有50 µg/mL rif, 则需要28 °C培 养72-90 h)。

注意事项

1. 售出后一年内产品可质保。试剂已经过大量常规检测来保证其可操作性。此产品仅供研究并且需要由专业人员来操作。试剂盒中的部分试剂是有刺激性的。请带好手套和防护眼镜。
2. 加入质粒时体积不应大于感受态体积的1/10; 质粒不纯或存在乙醇等有机物污染, 转化效率急剧下降; 质粒增大一倍, 转化效率下降一个数量级。
3. 混入质粒时应轻柔操作。转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
4. 平板上阳性克隆密度过大时, 由于营养不足, 阳性克隆生长变慢, 菌落变小, 为了获得大的菌落, 应减少质粒用量。
5. 利福平浓度不应高于25 µg/mL, 过高的利福平浓度不利于农杆菌生长, 会降低其生长速度和转化效率。
6. 培养基中加入利福平的目的是防止杂菌生长、筛选农杆菌; 根据所用菌株抗性加入链霉素或庆大霉素可防止 Ti 质粒丢失, 但链霉素不利于农杆菌的转基因操作, 所以一般培养农杆菌时不考虑链霉素或庆大霉素, Ti质粒丢失的概率极低(可以忽略)。
7. 不适用于氨苄青霉素抗性质粒。