



## 特级南美胎牛血清TXQ0001

该款胎牛血清是一款极具性价比的血清产品，产品血源来自无疯牛病疫区乌拉圭。适用于血管内皮、肾小球上皮、肺泡上皮、肝上皮细胞等，并在原代细胞培养中具有非常优异的表现。



### 简石生物- 胎牛血清优势

- ✓ 采血：胎牛胎龄均为 7-8 个月。
- ✓ 采血工艺自然凝集法：血液采集后冷藏放置过夜或者超过 24 小时离心，血小板裂解彻底，血小板因子含量高。
- ✓ 血清过滤：三次 0.1 $\mu$ m 过滤，可去除掉支原体。

### 细胞验证数据

1

细胞名称：人经典小细胞肺癌细胞；NCI-h1688  
培养体系：RPMI-1640+20%FBS+1%P/S



2

细胞名称：SV40 转染人成骨细胞；hFOB1.19  
培养体系：DMEM/F12+0.3mg/mlG418+10%FBS+1% P/S

