

TICJ1001 双人单面（垂直送风）净化工作台

这是一种广泛用于医疗工作、制药、化学试验等领域，并提供无菌无尘洁净环境的最新颖净化工作台。

特点

1. 垂直流形
2. 准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
3. 采用可调风量风机系统，保证工作区风速始终处于理想状态。
4. 数显式液晶控制界面，快中慢三速，紫外定时功能，更具人性化设计
5. 工作区域采用 304 不锈钢

技术参数

型号	TICJ1001
洁净度	100 级@ $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (美联邦 209E)
菌落数	< 0.5 个/皿. 时 (直径 90mm 培养皿)
噪音	$\leq 62\text{dB (A)}$
平均风速	0.25-0.45m/s
振动半峰值	$\leq 5\mu\text{m}$ (x, y, z 方向)
照度	$\geq 300\text{LX}$
电源	AC, 单相 220V/50HZ
最大功耗	600W
重量	120KG
工作尺寸	1140*485*515mm
外形尺寸	1300*550*1600mm
高效过滤器规格及数量	1135*460*38*1
荧光灯/紫外灯规格及量	30W*1/30W*1

简石生物
GENSTONE BIOTECH

