


微量总RNA提取试剂盒（任何样品：细胞、组织、生物液体）

- **范围广：**从任何样品（甚至单个细胞）中提取总RNA（包括microRNA）。
- **无DNA：**包含基因组DNA去除柱和DNaseI。
- **无偏差：**完全回收RNA，而不会丢失miRNA。


【测试结果】

1、通用样品兼容性




微量总RNA提取试剂盒通用性强，可兼容任何样品输入，包括培养的细胞、任何组织、全血、难以裂解的样品等。

2、无DNA的RNA



与供应商Q试剂盒相比，使用简石生物-微量总RNA提取试剂盒分离的RNA不含基因组污染。从106个人类上皮细胞中分离总RNA（两种试剂盒均采用柱内DNA酶处理，n= 3）。

3、NGS级别的RNA



使用简石生物-微量总RNA提取试剂盒分离出高质量的RNA。使用Agilent2200TapeStation®进行测试；红色=低质量。

产品名称	货号	规格	最大结合量
微量总RNA提取试剂盒（配合TRIZOL使用）	TR150	50、200 次	10μg
	TR150-D	50 、200次（含DNaseI）	10μg
微量总RNA提取试剂盒（配合TRIZOL使用）	TR154	50、200 次	10μg
	TR154-D	50 、200次（含DNaseI）	10μg