

FFPE DNA 提取试剂盒 (TD367)


【产品特点】

- **快速简便：**采用独有的脱蜡液进行脱蜡操作（无需使用二甲苯等有毒试剂），最短可4小时完成全过程。
- **超纯：**提取到的DNA可应用于qPCR、下一代测序、芯片等实验。
- **片段选择技术：**可获得大于50bp的DNA或500bp的DNA。

【测试结果】

1、简易操作流程

石蜡包埋组织



蛋白酶K消化




快速离心
洗脱液



提取到的DNA可应用于qPCR、测序等


2、提取效率比较 Fluorescence History

使用FFPE DNA提取试剂盒与供应商Q试剂盒从同样样本中提取到的DNA进行实时PCR分析比较。



3、兼容不同片段提取

使用FFPE DNA提取试剂盒与供应商Q试剂盒从同样样本中提取到的DNA进行实时PCR分析比较。



产品名称	货号	规格	最小洗脱量	最大结合量	输入
FFPE DNA 提取试剂盒	TD367	50 次	25 μ l	25 μ g	$\leq$ 25 mg

官网直通



视频号直通



咨询直通



北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院11号楼401



010-58235289



marketing@jianshibio.com



<https://www.jianshibio.com>