

通用基因组DNA提取试剂盒（TD468）


【产品特点】

- 快速简便：20分钟简单的程序。
- 最高产量：回收3倍以上的DNA。
- 超纯：可用于qPCR、下一代测序。

【测试结果】


1、通用样品兼容性

通用基因组DNA提取试剂盒具有通用性，可容纳任何样品输入，包括培养细胞、任何类型的 组织、全血、难以溶解的样品、牛奶等。



2、出众的产量

TD468试剂盒可分离出高度浓缩的基因组DNA，而不会受到RNA污染。通过处理猪全血，HeLa细胞和牛肌肉组织对通用基因组DNA提取试剂盒和SupplierQ试剂盒进行了比较。（用EtBr染色的1%（w/v）琼脂糖凝胶）



3、针对高纯度设计

使用MicroElute®纯化柱技术，绝对不会残留任何缓冲液，盐或PCR抑制剂。洗脱的DNA可用于所有敏感的下游应用，包括qPCR、下一代测序和甲基化分析。



产品名称	货号	规格	最小洗脱量	最大结合量	(动物)细胞	质粒大小
通用基因组DNA小量提取试剂盒	TD468	50、200次	35 µl	25 µg	≤ 5x10 ⁶	≤ 25mg
组织基因组DNA小量提取试剂盒	TD324	50、200次	50 µl	25 µg	≤ 5x10 ⁶	≤ 25mg
细胞/血液基因组DNA小量提取试剂盒	TD325	50、200次	50 µl	25 µg	≤ 5x10 ⁶	≤ 25mg

官网直通



视频号直通



咨询直通



北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院11号楼401



010-58235289



marketing@jianshibio.com



<https://www.jianshibio.com>