


# 植物/种子DNA小量提取试剂盒（TD619）

## 【产品特点】

- **增强裂解：**随带的裂解管，可匹配自动化研磨仪可确保对难以裂解的样品进行完全裂解。
- **无抑制剂：**可用于qPCR、下一代测序。
- **流程简单：**裂解， 在柱子上纯化并过滤以除去PCR抑制剂。

## 【测试结果】

1、高回收率



使用植物DNA提取试剂盒比较各种植物和种子样品的DNA产量。用等体积的洗脱DNA处理等量的植物材料，并在EtBr染色的0.8%(w/v)琼脂糖凝胶中进行分析。  
拟南芥(1)、杜松(2)、玉米粒(3、4)、葵花籽(5、6)。

2、简单的工作流程



| 产品名称                   | 货号        | 规格       |
|------------------------|-----------|----------|
| 植物/种子DNA小量提取试剂盒        | TD619     | 50、200 次 |
|                        | TD619-192 | 2*96 次   |
|                        | TD621-192 | 2*96 次   |
| 植物/种子DNA小量提取试剂盒（配合研磨仪） | TD620     | 50次      |

官网直通



视频号直通



咨询直通



北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院11号楼401



010-58235289



marketing@jianshibio.com



https://www.jianshibio.com