


病毒DNA/RNA提取试剂盒 (TD720)

【产品特点】

- **适用性：**从血清、血浆、CSF、血液、唾液、口腔拭子、粪便等液体样品中提取到小片段和大片段的病毒基因组DNA/RNA。DNA/RNA保护剂(EZShield®)(2x)为选配组件。
- **流程简单：**无需使用蛋白酶K或者有机变性剂。
- **NGS级别：**提取到的病毒DNA/RNA可应用于RT-PCR、高通量测序、杂交等实验。
- **常温运输：**包含的DNA/RNA保护剂（EZShield®）可以在常温下运输样品并且灭活病毒。


【测试结果】

1、从液体样品中分离病毒核酸



从混合样品中检测DNA/RNA病毒。使用病毒DNA/RNA提取试剂盒从液体样品中分离病毒核酸。

2、血浆中的高灵敏度病毒检测



病毒DNA/RNA提取试剂盒与供应商O试剂盒相比，病毒试剂盒可确保高灵敏度的病毒检出率。从血浆样品中分离病毒RNA。数据显示平均值(+/-SD)三次RT-GPCR测量。

产品名称	货号	规格
病毒DNA/RNA提取试剂盒	TD720	50、200次

官网直通



视频号直通



咨询直通



北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院11号楼401



010-58235289



marketing@jianshibio.com



<https://www.jianshibio.com>